SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!


- 1 Stück Festplatte und 8pcs beweglichen Platten für die Schuh Organisation und Lagerung.
- Hochwertiges MDF-Holz mit Melamin.
- KD-Paket, um Platz zu sparen und Fracht.
- Leichte Montage mit gedruckten Bedienungsanleitung.

Design And Color









Product Features

| Produktion Name | MDF Melamin Holzschuh Lagerschrank | Marke | • | Goodlife |
|--------------------|--|-------------|-----------|----------|
| Art.Nr. | GLS17011A | | | |
| Produktgröße | H180 * W40 * D32 cm (inch: H70.87 * W15.75 * D12.6) | | | |
| Farben | Weiß, schwarz, braun, Holz und fertigen Farbe ist vorhanden. | | | |
| Funktion | Für Hausschuh Organisation und Lagerung. | | | |
| Material | EU-Standard-Öko-MDF mit Melamin | | | |
| Details | Innen: 1 Festplatte, 8 beweglichen Platten | | | |
| Packungsgröße | Carton A: 183,5 * 45 * 9 cm (Inch: 72,24 * 17,72 * 3,54) Carton B: 45 * 34 * 17,5 cm (Inch: 17,72 * 13,39 * 6,89) | | | |
| Paket | KD Verpackung, 1piece pro 2 Kartons, Poly-Schaum schützen, starke Hauptkarton. | | | |
| Carton CBM | $69 * 41,5 * 17,5 \text{ cm} = 0.05\text{m}^3$ $149,5 * 28 * 12,5 \text{ cm} = 0.052\text{m}^3$ | N.W. / G.W. | 36kgs / 3 | 88kgs |

Workmanship And Package











Material



Certificates











Our team













Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

- 1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
- 2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
- 3. OEM & amp; ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
- 4. Wir sind für den Vertrieb unserer exklusiven ODM suchen <u>Holz Spiegel</u> Schmuck Schrank.
- 5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

Paketinformationen:

- 1. Forming polyfoam für die Post-Paket
- 2. 6-Seiten-starken polyfoam sind für die sichere Verpackung beim Transport verwendet.
- 3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

- 1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
- 2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.









