

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- Lunghezza intera medicazione specchio sulla porta.
- Mensole di immagazzinaggio Quattro strati.
- Asse da stiro pieghevole e stand.
- A parete, fissata al muro con viti.
- Imballaggio sicuro, forte poli gomma piuma e forte scatola.

Design And Color

Goodlife
Houseware Ltd



GLI08035WH

Goodlife
Houseware Ltd




GLI08035WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLI08035WH



GLI08035WH



Product Features

Produzione Nome	A PARETE pieghevole in legno Asse da stiro armadietto con specchio	Marca	Bella Vita
Oggetto Numero.	GLI08035		
Formato del prodotto	W35.5 * D17.5 * H95cm (Inch: W14.0 * D6.9 H37.4 *)		
Colore	Bianco, nero, marrone, rosa, blu		
Funzione	Montaggio a parete; ferro pieghevole bordo con supporto, Stoccaggio Stuff.		
Materiale	Pittura ecologica; MDF EU standard		

Dettagli	Specchio esterno sulla porta, cabinet per memorizzazione, montaggio a parete		
Formato del pacchetto	104 * 24 * 41,5 centimetri (Inch: 40.94 * 9.45 * 16.34)		
Pacchetto	Assemblare pacchetto, sacchetto di plastica, schiuma poli di schiuma; Forte padrone carton; 1 pezzo per 1 cartone; drop test superato		
Carton CBM	0,104m ³		N.W. / G.W. 11kgs / 12kg
20GP	270pcs	40HQ 656pcs	MOQ 200 pezzo

Workmanship And Package





Wood Cutting



Drill Holes



Open Slot



sealing with PVC

Material



E1 MDF

VS



Particle board

Certificates



Our team





I nostri servizi commerciali:

1. La vostra inchiesta relativa ai nostri prodotti o prezzi sarà risposta in 12hours data di lavoro.
2. vendite Esperienza rispondere alla tua richiesta e vi darà un servizio di business correlati.
3. OEM & amp; ODM sono i benvenuti, abbiamo esperienza di oltre 10 anni di lavoro con progetti OEM.
4. Stiamo cercando l'esclusiva di vendita del nostro ODM [cabinet gioielli](#) [specchio in legno](#).
5. di vendita esclusivo agente di vendita a destra sono stati di protezione.

Informazioni del pacchetto:

1. Formare polyfoam per il pacchetto postale
2. 6-lato forte polyfoam vengono utilizzati per il pacchetto di sicurezza durante il trasporto.
3. kit assemblato e manuale utente sono disponibili per ogni cabinet.

Lead time di produzione

1. 25 ~ 50 giorni dopo il deposito ricevuto.
2. Normale lead time di produzione linea di produzione è 15 giorni dopo il deposito ricevuto.

Hot Selling

 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>
GLD17047	GLD13315	GLD14740	GLD15315	GLD15347

 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>
GLD08012	GLD08055	GLD08057	GLD08067





GLS11325WH



GLS18703BR



GLS18812TK



GLS18715WH