

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- 3 warstwy buta stojak do organizatora i przechowywania obuwia.
- Fornir szuflada buty.
- Wysoka elastyczna pianka poduszki siedzenia i skóry.
- Knock down pakiet z poli piany i silne karton ochrony.
- Łatwość instalacji z instrukcją zdjęcie.

Design And Color



Goodlife
Houseware Ltd



GLS18815WT



GLS18815WT

Goodlife
Houseware Ltd



GLS18815WT

Product Features

Nazwa produkcja	Drewniana szafka na buty kolor stolca z siedziskiem	Marka	Goodlife
Numer artykułu	GLS18815B		
Rozmiar produktu	H42 * W63 * D30cm (Calc: H16.54 * W24.8 * D11.81)		
Kolory	Biały, czarny, brązowy, drewniany kolor		
Funkcja	stojący, Przechowywanie butów i organizator		
Materiał	UE standard MDF z melaminy		
Wielkość opakowania	71x46.5x18 cm (Calc: 27.95 * 18.31 * 7.09)		
Pakiet	KD pakowanie, 1 sztuka na 1 kartonu, powalić pakiet, Chronione przez poli piany, Podwójna warstwa silne karton mistrz.		
Carton CBM	71 * 46,5 * 18 = 0.059m ³	N. W. / G.W.	14/15 kg
20GP	474pcs	40HQ	1152pcs
		MOQ	100szt

Workmanship And Package

Woodwork

Accessories processing



Constuction

Assembly of sub-pieces of semi-finished products.



Hand sanded 3 times

Sanding Polishing.



Painting

Automatic spray painting & Artificial spray painting.



Drop Test

Drop test at International Standard.



Package

Forming polyfoam, postage package. KD package.



Assembly of finished product

MANUAL ASSEMBLY OF SUB-PARTS AND HARDWARE ACCESSORIES.






Wood Cutting



Drill Holes




Open Slot



sealing with PVC

Material



E1 MDF

VS



Particle board

Certificates



Our team





Nasze Usługi biznesowe:

1. Twoje zapytanie podobne do naszych produktów lub cen będą odpowiedział w 12 godzin w dzień pracy.
2. Przychody Doświadczenie odpowiedzieć zapytanie i daje związaną z nimi firmy.
3. OEM i amp; ODM są mile widziane, mamy ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z projektu OEM.
4. Szukamy wyłącznej sprzedaży naszej biżuterii ODM lustro drewniane szafy.
5. Agent sprzedaży wyłączne prawo sprzedaży zostały przepisane.

Informacje o pakiecie:

1. Kształtowanie plastik dla pakietu postu
2. 6-boczny silny spieniony służą do bezpiecznego opakowania podczas transportu.
3. Zmontowany kit i instrukcja obsługi są dostępne dla każdego gabinetu.

Czas realizacji produkcji

1. 25 ~ 50 dni po otrzymaniu wpłaty.
2. Normalny na linii produkcyjnej czas realizacji produkcji jest 15 dni po otrzymanej wpłaty.

Hot Selling

				
GLD17047	GLD13315	GLD14740	GLD15315	GLD15347

			
GLD08012	GLD08055	GLD08057	GLD08067



