

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- * Modernes Design mit rotierenden Schrank und Schubladen
- * Ein Spiegel Schmuck Schrank für alle Schmuck und Accessoires.
- * Ein Schrank in umgekehrter Richtung für Ihre Krawatten, Kosmetika, Zeitschriften und andere Artikel.
- * Die Seite des Gehäuses verfügt über 2 Haken zum Aufhängen von Taschen.
- * Eine andere Seite des Gehäuses ist ein Kork-Board für Protokollanmerkung oder Fotos.
- * Eine Schubladenschrank mit 2 Schubladen unter dem rotierenden Gehäuse

Design And Color



Goodlife
Houseware Ltd



GLD17142WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLD17142WH



Product Features

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktion Name | Hohe Dreh Schmuck Schrank mit Schubladen | | | | |
| Marke | Goodlife | | | | |
| Art.-Nr | GLD17.142 | | | | |
| Funktion | Stand | | | | |
| Farben | Weiß, schwarz, braun, Kirsche, Rosa, Blau, Silber; golden | | | | |
| Material | EU-Standard-NC-Malerei | | | | |
| Engel | E1 MDF-Platte | | | | |
| Malerei | 4-fach einstellbares | | | | |
| Dimension | 3-Schicht NC Malerei | | | | |
| Paket | Gesamtgröße H170* L34* W32cm | | | | |
| Carton CBM | Verpackungsgröße H178 * L44 * W39CM | | | | |
| 20GP | Sicherheitspaket mit PE-Beutel, polyfoam und starke Master caarton | | | | |
| 91pcs | 0,305 | | | | |
| 40HQ | N.W. / 33,7/36kg | | | | |
| 222pcs | G.W. | | | | |
| MOQ | 1 Stück | | | | |






Material



Certificates



Our team





Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusive der unsere ODM Holz Spiegel Schmuck Schrank suchen.
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht haben zu schützen.

Paketinformationen:

1. Forming polyfoam für die Post-Paket
2. 6 Seiten starke polyfoam für Sicherheitspaket während des Transports.
3. Assembly Kit und User manu sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangen deposite
2. Normale auf Produktionslinie production und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

Hot Selling




GLD17047



GLD13315



GLD14740



GLD15315



GLD15347



GLD08012



GLD08055



GLD08057



GLD08067






GLS17011WT



GLS17122WH



GLS17017WH



GLS17022WH



GLS18812WT