

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- In voller Länge Ankleidespiegel und Schmuck Schrank kombiniert.
- Lose unterteilt Raum und Organisatoren perfekt für Schmuck Lagerung.
- Bodenstehend, Wandhalterung + über der Tür 3 Funktionen zur Verfügung.
- Knock down sAFE-Paket mit Poly-Schaum Schutz und starker Karton.
- Einfache Montage mit pEDRUCKT Foto Bedienungsanleitung.

Product Features

Produktion Name	Stehend hölzernen Schmuckschrank mit Ganzkörperspiegel	Marke	Gutes Leben
Art.-Nr.	GLD13318		
Produktgröße	W47 * D36 * H146 cm (inch: W18.5 * D14.17 * H57.48)		
Farben	Weiß, schwarz, braun, Kirsche, rosa, blau, silbern, golden und mehr		
Funktion	Bodenstehender (Wandhalterung und über der Tür zur Verfügung); Für Make-up / Schmuck- / Schlüssel / persönliche Accessoires Lagerung.		
Material	EU-Standard-MDF; Umweltfreundliche Farbe		
Organizer Details	earring Halter; Halskette Haken; Fingerring Halter; unterteilt Organisatoren; 2 Lagerung Schubladen.		
Packungsgröße	136x51x19 CM (Inch: 53,54 * 20,08 * 7,48)		
Package	KD-Paket; 1 Stück pro 1 PE-Beutel; 1 1 Stück pro Karton; Poly-Schaum Schutz; starke Hauptkarton.		
Carton CBM	0.132m ³	N.W. / G.W.	14 / 16 kg
20GP	209 pcs	40HQ	534 pcs MOQ 100 Stück

Design And Color

Goodlife
Houseware Ltd



GLD13318BK

Goodlife
Houseware Ltd



GLD13318BK

Goodlife
Houseware Ltd



GLD13318BK



GLD13318BK



Workmanship And Package



Material



VS



Particle board

Certificates



Our team



Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM suchen [Holz Spiegel](#) [Schmuck Schrank](#).
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs richtige gewesen zu schützen.

Paketinformationen:

1. Forming polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken polyfoam für sicheres Paket beim Transport verwendet.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

Hot Selling

				
GLD17047	GLD13315	GLD14740	GLD15315	GLD15347

			
GLD08012	GLD08055	GLD08057	GLD08067





GLS11325WH



GLS18703BR



GLS18812TK



GLS18715WH