

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- DoppelschichtSchuhregal Schuh Veranstalter und Lagerung.
- DrehschuhSchublade.
- High-elastischenSchaumstoffsitzkissen mit Lederbezug.
- NiederschlagenPackung mit Poly-Schaum und starker Karton schützen.
- Einfache Montagemit Foto Bedienungsanleitung.

Design And Color



GLS11325WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS18815WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS18815WT



GLS18815WH



Product Features

Produktion Name	Walnut Holzschuh Hocker mit Schuhschrank	Marke	Gutes Leben
Art.-Nr.	GLS18815B		
Produktgröße	H42 * W63 * D28cm (Zoll: H16.54 * W24.8 * D11.02)		
Farben	Weiß, schwarz, braun, Holzfarbe		
Funktion	Standgerät, Schuhablage und Organisator		
Material	EU-Standard-MDF mit Melamin		
Packungsgröße	69x46.5x18 cm (Inch: 27,17 * 18,31 * 7,09)		

Paket 1 Stück pro 1 Karton;
 knock down Verpackung;
 Geschützt durch Styropor;
 Doppelschicht starke Hauptkarton.

Carton CBM 69 * 46,5 * 18 = 0.058m³ **N.W. / G.W.** 12.7 / 14.4kg
20GP 580pcs **40HQ** 1172pcs **MOQ** 100pcs

Workmanship And Package

Woodwork

Accessories processing



Constuction

Assembly of sub-pieces of semi-finished products.



Hand sanded

3 times

Sanding Polishing.



Painting

Automatic spray painting & Artificial spray painting.



Drop Test

Drop test at International Standard.



Package

Forming polyfoam, postage package. KD package.



Assembly of finished product

MANUAL ASSEMBLY OF SUB-PARTS AND HARDWARE ACCESSORIES.





Wood Cutting



Drill Holes



Open Slot



sealing with PVC

Material



E1 MDF

VS



Particle board

Certificates



Our team





Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für den Vertrieb unserer exklusiven ODM suchen [Spiegel aus Holz Schmuck Schrank](#).
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht haben zu schützen.

Paketinformationen:

1. Forming polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken polyfoam für sicheres Paket beim Transport verwendet.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage, nach empfangen Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

Hot Selling

 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>
GLD17047	GLD13315	GLD14740	GLD15315	GLD15347

 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 
GLD08012	GLD08055	GLD08057	GLD08067





GLS11325WH



GLS18703BR



GLS18812TK



GLS18715WH