

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- 2 prateleiras para armazenamento e armazenamento.
- Gaveta -Rotary
- A gaveta mais baixa é uma tigela de aço inoxidável.
- Embalagem com espuma e caixa de proteção
- Fácil de instalar com manual

Design And Color



Goodlife
Houseware Ltd



GLD99580

Goodlife
Houseware Ltd



GLD99580

Goodlife
Houseware Ltd



GLD99580

Goodlife
Houseware Ltd



GLD99580

Goodlife
Houseware Ltd



GLD99580

Goodlife
Houseware Ltd



GLD99580



Product Features

Nome da produção	Banquinho de madeira azul com assento	Marca	Boa vida
Número do item	GLS18815B		
Dimensões do produto	H82* W58 * D34cm (Polegadas: H32.1 * W22.8 * D13.4)		
Cor	Castanho		
Função	Recolha comida para animais e organize.		
Material	MDF padrão da UE com melamina		
Dimensões de embalagem	222,3x124,5x50,8 cm (Polegadas: 87,50 * * * * * 49,00 20,00)		
Embalagem	Embalagem KD 1 peça por caixa, Derrubar o pacote Protegido com espuma poli, Caixa de papelão de duas camadas		
Caixa CBM	0,086m ³		N.W./G.W 22 / 23kg
20 GP	325pcs	40HQ	790pcs MOQ 248pcs

Workmanship And Package

Woodwork

Accessories processing



Constuction

Assembly of sub-pieces of semi-finished products.



Hand sanded

3 times

Sanding Polishing.



Painting

Automatic spray painting & Artificial spray painting.



Drop Test

Drop test at International Standard.



Package

Forming polyfoam, postage package, KD package.



Assembly of finished product

MANUAL ASSEMBLY OF SUB-PARTS AND HARDWARE ACCESSORIES.





Wood Cutting



Drill Holes



Open Slot



sealing with PVC

Material



E1 MDF

VS



Particle board

Certificates



Our team





Nossos serviços de negócios:

1. Quaisquer dúvidas relacionadas aos nossos produtos ou preços serão respondidos dentro de 12 horas no dia de fazer.
2. Ter experiência em vendas, responder suas perguntas e fornecer serviços comerciais relevantes.
3. OEM & ODM.nós temos mais de 10 anos de experiência em trabalhar com projetos OEM.
4. Estamos à procura de vendas exclusivas do nosso gabinete de jóias de vidro ODM.
5. Os direitos exclusivos do revendedor são protegidos.

Informação do pacote:

1. Formação de Espuma para Post Set
2. Polipropileno forte de 6 camadas para embalagem segura durante o transporte.
3. A montagem e o manual do usuário são fornecidos para cada gabinete.

Tempo de produção

1. 25 ~ 50 dias após ter recebido o depósito
2. A linha de produção da linha de produção normal é de 15 dias após o recebimento do depósito.

Hot Selling

 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>
GLD17047	GLD13315	GLD14740	GLD15315	GLD15347

 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p> 
GLD08012	GLD08055	GLD08057	GLD08067



